



POP 21.03


CONTROLE DE pH de ÁCIDO
PERACÉTICO

Elaborado em: 10/01/2024

CONTROLE DE pH – ÁCIDO PERACÉTICO

TESTAGEM DO pH do PRODUTO

- Higienizar as mãos;
- Diariamente, antes da utilização, fazer validação com fita para medir a concentração de Ácido Peracético visando verificar a conformidade da concentração;
- Mergulhar a região absorvente da fita na solução diluída por 01 segundo.
- Remover o excesso da amostra agitando cuidadosamente.
- Após 30 segundos comparar a cor da ponta da fita com as cores padrões que constam no frasco;
- Se concentração estiver adequada (cor mais escura), seguir para utilização;
- Se concentração estiver inadequada, descartar a solução e realizar nova diluição.



- Registrar diariamente em planilha específica.
- Comunicar alterações para enfermeira.