



PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA BRASÍLIA, Nº 425

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP Nº 06/2022	ELABORAÇÃO: 06/06/2022	REVISADO 05/06/2023	VIGÊNCIA: 06/06/2023 à 05/06/2026
ATIVIDADE: LIMPEZA CÂMARA DE IMUNOBIOLOGICOS			
EXCUTANTE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM.			
ÁREA: Limpeza da Câmara de Imunobiológico			

Resultados esperados: assegurar a correta limpeza da câmara de vacina, na sala de vacina, de acordo com as normas estabelecidas, garantindo a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde.

Materiais necessários: baldes, álcool 70%, luvas para limpeza, calçado fechado impermeável e pano de limpeza para a superfície.

Principais atividades:

Limpeza terminal programada câmara de vacina:

O técnico de enfermagem deve:

- Remanejar os imunobiológicos e os acondicionar em caixas térmicas, conforme orientação passo a passo de atividades sala de vacina.
- Desconectar a tomada.
- Passar o pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, passe pano umedecido somente com água, para remover o sabão quantas vezes forem necessárias, para retirar o sabão. O pano para limpeza interna da câmara de vacina deve ser exclusivo para esse fim.
- Secar com pano seco.
- Religar a câmara. Aguarde a estabilização da temperatura entre 2°C e 8°C (+5° C).
- Resetar o termômetro.
- Registrar a limpeza na planilha de temperatura da Câmara de Imunobiológicos
- Organizar os imunobiológicos conforme POP sobre organização dos imunobiológicos câmara de vacina.

Limpeza de panos:

- Lavar com água e sabão ou detergente.
- Enxaguar bem em água limpa e corrente.
- Deixar de molho por 30 minutos¹ em hipoclorito de sódio.

¹ Não deixar panos de molho de um dia para o outro

Elaborado por:
Franciele Daiane Matos
Enfermeira
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA

Revisado por:
Priscila Kevelin Savaris
Enfermeira
Coordenação de Enfermagem

Aprovado por:
Graciele Apolinario
Secretária de Saúde
GESTÃO 2020-2023



PREFEITURA DE SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA BRASÍLIA, Nº 425

- Enxaguar novamente.
- Colocar para secar².

Cuidados: não realizar limpeza do equipamento na véspera de feriado, fim de semana ou ao final da jornada de trabalho, pois após religar é preciso monitorar a temperatura.

Ações em caso de não conformidade: o enfermeiro deverá desenvolver atividade educativa, provendo a correção e a aplicação desse POP.

² Não guardar os panos molhados

Elaborado por:
Franciele Daiane Matos
Enfermeira
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA

Revisado por:
Priscila Kevelin Savaris
Enfermeira
Coordenação de Enfermagem

Aprovado por:
Graciele Apolinario
Secretária de Saúde
GESTÃO 2020-2023